



mit
Hilfsmittel-
nummer

Elektro-Rollstuhl *immer-mobil*
Faltbar & Leicht

Alle
Modelle mit
Hilfsmittel-
nummer

Lithium-Ionen- Batterien

bis zu 3 Stück;
(abhängig
vom Modell),
herausnehmbar,
leistungsstark
und langlebig



Fahrpult

kann links oder
rechts montiert
werden; perfekt
für Links- und
Rechtshänder



Alle Vorteile auf einen Blick.

- in nur einer Sekunde gefaltet und leicht verstaut
- mit Hilfsmittelnummer
- mit bürstenlosen Elektro-Motoren
- geeignet für Innen- und Außenbereich
- geringer Platzbedarf
- geringes Gewicht (ab 24 kg)
- Lithium-Ionen-Batterien herausnehmbar und leicht zu laden
- 2 Jahre Garantie auf die Batterien
- Reichweite bis 45 km (abhängig vom Modell)
- serienmäßiger Kippschutz
- Steuerung für Links- und Rechtshänder
- auch von Begleitperson steuerbar
- inklusive Fixiergurt für Transport und Aufbewahrung
- umfangreiches Zubehör

Unterwegs und immer mobil sein.

Mit dem **immer-mobil** ist das einfach möglich. Diesen Elektro-Rollstuhl können Sie in nur einer Sekunde zusammenfalten und ganz leicht verstauen. Er ist robust und wendig. Die Lithium-Ionen-Batterien lassen sich bequem im oder auch außerhalb des Rollstuhls laden. Somit ist er der optimale Begleiter im Alltag. **Draußen und drinnen immer mobil sein.**





Armlehne hochklappbar
ideal für Seiteneinstieg und Transfer

Breite Fußstütze
hochklappbar und höhenverstellbar; zum einfachen Einstieg



immer-mobil 140

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0001

45 km

Reichweite*

27 kg

Eigen-gewicht

140 kg

Nutzer-gewicht



Mit den großen Rädern und der hohen Steigfähigkeit von 25 % überwindet der *immer-mobil 140* komfortabel Rampen, Schwellen, Rillen. Damit ist er der perfekte Wegbegleiter für den Innen- und Außenbereich.


In nur 1 Sekunde leicht & schnell faltbar



* Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien. Siehe Technische Daten.

immer-mobil 145DE

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0005

45 km	30 kg	145 kg	
Reich- weite*	Eigen- gewicht	Nutzer- gewicht	

Der teilbare *immer-mobil 145DE* kann mit einem Handgriff in zwei Teile mit je 16 kg und 14 kg zerlegt werden. Diese machen das Verstauen und den Transport über Stufen oder andere Hindernisse besonders leicht. Technisch entspricht er dem *immer-mobil 140*.

Die großen Räder, die gefederten Vorder-
radgabeln, die kräftige Motorleistung und
die damit verbundene hohe Steigfähigkeit
machen ihn zu einem verlässlichen und
komfortablen Begleiter im Alltag.

**Alle Modelle
mit viel
Extra-Zubehör.**
www.immer-mobil.de

16kg



14kg



* Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien.
Siehe Technische Daten.

immer-mobil 110

Hilfsmittelnummer 18.46.06.0007

Das geringe Eigengewicht und die kleinen Räder machen den *immer-mobil 110* besonders wendig und ideal für den Innenbereich.

30
km

Reich-
weite*

24
kg

Eigen-
gewicht

110
kg

Nutzer-
gewicht



immer-mobil 120T

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0018

22
km

Reich-
weite*

25
kg

Eigen-
gewicht

120
kg

Nutzer-
gewicht



Der Elektro-Rollstuhl *immer-mobil 120T* lässt sich wie ein Standard-Rollstuhl seitlich falten. In gefaltetem Zustand kann er einfach manuell geschoben oder auch elektrisch gefahren und leicht verstaut werden. Die Rückenlehne, die Armlehne und die geteilten Fußstützen können an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.

immer-mobil 90

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0015



30
km

Reich-
weite*

28,5
kg

Eigen-
gewicht

90
kg

Nutzer-
gewicht



Klein, faltbar und variabel.

Der *immer-mobil 90* ist speziell für Kleinwüchsige und Menschen mit kleiner Körpergröße gemacht. Kein anderer faltbarer Elektro-Rollstuhl ist so flexibel und anpassbar. Die integrierte, elektrische Sitzhöhenverstellung ist nur eine von vielen praktischen Funktionen.

Mit Kindern und Jugendlichen kann er quasi mitwachsen. Und da er auch echt smart ist, kann er per App vom Handy aus gesteuert werden. Da ist auch ein bisschen Vergnügen mit im Gepäck.

Flexibel und vielfach anpassbar.



In der Höhe, Länge...



...und Breite verstellbare Armlehnen



Stufenlos verstellbare Rückenlehne



Höhen- und längenverstellbares Fußbrett



Fahrpult mit integrierter LED-Beleuchtung, USB-Anschluss und Sprachwiedergabe



Steuerbar über App mit dem Smartphone

* Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien. Siehe Technische Daten.

Technische Daten

	90	140	145DE	110	120T
Hilfsmittelnummer	18.50.07.0015	18.50.07.0001	18.50.07.0005	18.46.06.0007	18.50.07.0018
Gesamtlänge	99 cm	106 cm	108 cm	100 cm	103 cm
Gesamtbreite	56 cm	62 cm	62 cm	59 cm	62 cm
Gesamthöhe	89 cm	91-111 cm	91-111 cm	95 cm	97 cm
Gesamtgewicht	ab 28,5 kg*	ab 27 kg*	ab 30 kg*	ab 24 kg*	ab 25 kg*
Sitztiefe	37 cm	44 cm	44 cm	43 cm	44 cm
Sitzbreite	38-43 cm	45 cm	45 cm	44 cm	45 cm
Unterschenkellänge in cm	33/34,5/36/37,5	44 / 42	45 / 43	45 / 43	46 / 43 / 40
Sitzhöhe	47-52 cm	53 cm	53 cm	52 cm	49 cm
Sitzneigung	4° nach hinten geneigt			1° nach hinten geneigt	
Rückenhöhe	43 cm	41-59 cm	41-59 cm	43 cm	41 cm
Rückenwinkel (in Grad nach hinten geneigt)	0°-22°	14°	9°	10°	22/13/4° stufenweise einstellbar
Maße gefaltet LxBxH	39 x 56 x 75 cm	46 x 62 x 79 cm	46 x 62 x 79 cm	38 x 59 x 72 cm	79 x 36 x 78 cm
Max. Nutzergewicht/ Nutzlast	90 kg	140 kg	145 kg	110 kg	120 kg
Vorderrad	8 Zoll Luft oder wahlweise PU			8 Zoll PU (grau oder schwarz)	8 Zoll Luft oder wahlweise PU
Hinterrad	12 Zoll Luft oder wahlweise PU			10 Zoll PU (grau oder schwarz)	12 Zoll Luft oder wahlweise PU
Reichweite (abhängig von Batterieanzahl)	ca. 30 km mit zwei Batterien	ca. 30 km mit zwei Batterien / ca. 45 km mit optionaler dritter Batterie		ca. 15 km mit einer Batterie / ca. 30 km mit optionaler zweiter Batterie	ca. 22 km mit zwei Batterien
Steigfähigkeit max.	14°/ 25%	14°/ 25%	14°/ 25%	9°/ 16%	10°/ 18%
Wendekreis	162 cm	180 cm	174 cm	156 cm	178 cm
Lithium-Ionen Batterien	2 Batterien 24 V 10 Ah	2 Batterien 24 V 10 Ah, 3. Batterie optional		1 Batterie 24 V 10 Ah, 2. Batterie optional	2 Batterien 24 V 7,5 Ah
Ladegerät	Eingang: 100-240 VAC 50/60 Hz, Ausgang: DC + 24 V 3 A				
Ladezeit	Pro Amperestunde (Ah) der Batterie und Ampere (A) des Ladegerätes eine Stunde. Für eine 10 Ah Batterie braucht ein 3 A Ladegerät ca. 3,5 Stunden. Für 3 Batterien à 10 Ah (gesamt 30 Ah) benötigt das 3 A Ladegerät somit 10 Stunden und ein 5 A Ladegerät 6 Stunden.				
Bürstenlose Elektro-Motoren	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h				
Material Rahmen	Aluminium				
Bremssystem	automatische Magnetbremse, intelligentes, elektronisches, regeneratives Bremssystem				
Fahrpult links und rechts montierbar	Ja				
Fahrpulthalterung für Begleitperson	optional				
Adapter um die Batterien außerhalb des Gerätes zu laden	optional				
Stockhalter	nicht möglich	optional			
VDO-Beleuchtungsset gem. StVZO beinhaltet 2 Vorder-, 2 Rücklichter und 2 Rückstrahler	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja

* Das Gewicht ist abhängig von der Ausstattung und von der Bereifung.

Der **immer-mobil** ist ein speziell für den deutschen Markt mit seinem Hilfsmittelnummernsystem und den damit verbundenen spezifischen Anforderungen hergestelltes Gerät.

Die Hilfsmittelnnummer als Qualitätsbeweis

Sämtliche Hilfsmittelnnummern sind im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes gelistet und eine Voraussetzung, dass Ihr Elektro-Rollstuhl in Deutschland von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Damit ein Elektro-Rollstuhl in das deutsche Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen wird, muss er umfangreiche Qualitätstests bestehen.



Leitfaden
herunterladen



Die 3 Schritte zum Hilfsmittelantrag

1.

Sanitätshaus

- Probefahrt mit dem **immer-mobil**
- Beratung durch Reha-Techniker
- Ausstellung eines Erprobungsberichtes mit Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften des **immer-mobil**, die für Ihre Situation wichtig und entscheidend sind.

2.

Arzt

- Mit dem Erprobungsbericht zum Arzt
- Ausstellung einer ärztlichen Verordnung, die unbedingt die Markenbezeichnung mit der richtigen Hilfsmittelnnummer enthalten muss.

3.

Einreichung

- Das Sanitätshaus reicht den Kostenvoranschlag mit der ärztlichen Verordnung und dem Erprobungsbericht bei der Krankenkasse ein.
- Bei positivem Bescheid wird der **immer-mobil** an Sie übergeben.
- Bei negativem Bescheid gibt es Widerspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren.

Ob Ihre Krankenkasse den Rollstuhl bezahlt, ist eine sogenannte Einzelfallentscheidung. Bitte kontaktieren Sie uns im Fall einer Ablehnung, damit wir Ihnen kompetente Ansprechpartner für eine Beeinspruchung nennen können.

